

Totaalleverancier van lasers en medische technologieën



méér dan lasers ...



Funktionsdiagnostik der Nasenatmung

Rhino 4000-M (PC-Modul zum Anschluss an einen PC)



Mit dem HOMOTH Rhinomanometer PC-Modul Rhino 4000 M wurde eine Messmethode entwickelt, die durch Adaption über Nasenoliven sowie wahlweise über eine Gesichtsmaske ihre vielseitige Verwendung in der Praxis des niedergelassenen Arztes, als auch in der Klinik findet. Alle Funktionen sowie Messkurven und Daten werden auf dem PC-Monitor dargestellt. Hiermit können die Messergebnisse in Ruhe betrachtet und Fehlausdrucke vermieden werden.

Die zeitsparende Adaption über Nasenoliven ermöglicht einen direkten Einsatz am Arbeitsplatz und eine EinbeziehungindennormalenUntersuchungsablauf.DerinspektorischeBefundlässtsichsofortdurchdieobjektiven rhinomanometrischen Messergebnisse ergänzen. Auch Bartträger, Kinder sowie Patienten mit Maskenangst lassen sich problemlos untersuchen. Für klinische Anwendung steht eine Gesichtshalbmaske zur Verfügung.


Während der Messung lässt sich die Atmungsintensität zur exakten Adaption über zwei Messanzeigen kontrollieren. Die Messung erfolgt unter den physiologischen Bedingungen des Eigenstromprinzips und erlaubt eine quantitativ objektive Aussage über das Widerstandsverhalten der Nase. Durch Mikroprozessorsteuerung ist die Bedienung derart vereinfacht, dass die Messung auch vom medizinischen Personal durchgeführt werden kann. Von allen Flowkurven wird der Mittelwert berechnet und als Nasenzange aufgezeichnet.


Alle Daten und Messkurven werden auf dem PC elektronisch abgespeichert und können an eine Praxis-Verwaltungs-Software weitergegeben werden.

Technische Details:

System:	PC- Modul
PC Voraussetzung:	Pentium PC ab 500 MHz, USB 2.0 Port, Windows XP, 7, 8, 10 (32/64 Bit)
Messmethode:	anteriore Eigenstrommessung (nach Ziffer 1409)
Atemvolumenstrom:	0-900 ml/s In- und Exspiration
Differenzdruck:	0-50 daPa
Funktionskontrolle:	mittels 2 Messbalken im Display
Mittelwertbildung:	über max. 5 Messkurven
Druckeichung:	automatisch beim Anwählen
Darstellung:	als Nasenzange und numerisch rechts + links
Automatische Berechnung von:	 Druck in daPa Flow in ml/sec Gesamt - Flow prozentualer Anteil für rechts und links Widerstandskoeffizient bei 75, 150 und 300 daPa
Abmessungen:	330 x 80 x 265 mm (BxHxT)
Stromversorgung:	13,2 V, ext. Netzteil 100-240 V, 50/60 Hz, 30 W
Zubehör:	4 Nasenoliven klein, 4 Nasenoliven mittel, 4 Nasenoliven groß, 2 Flow- Mess-Sonden, 2 Satz Mess- Schläuche, Fußschalter, Sondenhalter, USB Kabel, Netzteil, Installations-CD, Bedienungsanleitung
Sonderzubehör:	Gesichts-Halbmaske
Anwendung:	 Nachweis von Allergien nach Provokation Diagnostik bei behinderter Nasenatmung Funktionskontrolle nach Nasenoperationen Kontrolle nach Verabreichung von Medikamenten

Technische Änderungen vorbehalten





De Grift 20 7711 EJ, Nieuwleusen