



**Totaalleverancier
van lasers en medische
technologieën**



Laservision Instruments BV
+31 (0) 529 428 000

www.laservision.nl
info@laservision.nl

LS-1 | Hand spleetlamp

De LS-1 is een compacte, lichtgewicht en eenvoudig te bedienen hand spleetlamp met een zeer goede optische kwaliteit.

De hand spleetlamp voor ongecompliceerde, heldere observatie

De LS-1 handspleetlamp beschikt over 2 vergrotingen: 10x en 16x. De LS-1 is voorzien van ingebouwde regelbare LED verlichting met hoge helderheid en beschikt over verschillende filters, namelijk warmte-absorptie, rood-vrij en kobaltblauw.

De telescopische voorhoofdsteun draagt bij aan een ongecompliceerde observatie en het eenvoudig kunnen doen van aanpassingen.

De LS-1 heeft een ergonomische handgreep en is eenvoudig te bedienen. Met het meegeleverde oplaadbare Li-ion batterijpack werkt de spleetlamp meer dan 5 uur volcontinue.



Specificaties

Li-ion batterij	7,4 V, 680 MHz
Oculairen	10x en 16x
PD instelling	49 - 70 mm
Dioptrie instelling	± 7D
Instelbare spleetverlichting	1 - 12 mm
Werkafstand	80 mm (16x) en 100 mm (10x)
Inclusief	Oplader, aluminium draagkoffer

De Grift 20
7711 EJ, Nieuwleusen

www.laservision.nl | info@laservision.nl | 0529 - 280000 | [@laservision_instruments](https://www.instagram.com/laservision_instruments)