




Catalogus

Apparatuur voor specialisten

www.medilaser.be

Hoogwaardige kwaliteit
Uitstekende service
(onderhoud en trainingen)
Leasemogelijkheden



Inhoud

GME LinScan	3	CM Slim	17
LightSheer Desire	4	SNJ Finebeam Qplus	18
Splendor X	5	SNJ Finebeam DUAL	19
M22	6	FOX Xpulse	20
FlexSys	8	Laserveiligheidsbrillen	21
ELVii 532 VP	9	Leasemogelijkheden	21
ResurFX	10	Training op maat	22
Vivace	11	Toskani	23
VirtueRF	12		
Indiba EDNA ONE	13		
Clatuu Alpha	14		
Indiba EDNA PRO MAX	16		



leaseprijs*
vanaf:
€ 750,-

GME LinScan 808nm diode laser
Snelle, nauwkeurige en comfortabele ontharing dankzij de lineaire scantechnologie en drie geoptimaliseerde modi van de LinScan. 808 nm diodelaser worden gebruikt voor ontharing van bijna alle huidtypes met groot succes. LinScan 808 biedt u het voordeel van het combineren van gevestigde parameters EN een grote spotsize.

Uit onderzoek blijkt dat een Lineaire gescande diode net zo effectief is al een traditionele Alexandrite laser – op de korte en ook lange termijn!

Het apparaat wordt geleverd met meerdere aanpasbare behandelingsopties die fijne haartjes verwijderen met een hoge fluence en korte pulsen, terwijl de geïntegreerde contacthuidkoeling en de intelligente software veilige en effectieve behandelingen voor lichtere en ook voor donkere huidtypes garanderen.

Leasemogelijkheden


Bij ons heb je de mogelijkheid om apparatuur te leasen. Op deze manier hoeft je de investering niet in één keer te doen, maar kunt je het verspreiden over een aantal jaar. Wij hebben een berekening gemaakt van de leasebedragen op basis van 60 maanden (bedragen excl BTW). Het is mogelijk om een leasing te nemen op een kortere of langere periode. Wij werken graag een persoonlijk voorstel voor u uit.

Voordelen

- ✓ Direct aan de slag zonder hoge investering
- ✓ Altijd de nieuwste apparatuur
- ✓ Je kunt de investering spreiden over termijnen
- ✓ Mogelijk fiscaal voordeel

Meer weten over de leasemogelijkheden?
Neem contact op met Medilaser via info@medilaser.be of 014/582918

*Leasing op 60 maanden, bedragen zijn excl. BTW (voorbeeld berekening met de huidige rentetarieven 07/08/2023)



Voordelen

- ✓ Geoptimaliseerde modi voor ontharing
- ✓ Onychomycose behandeling
- ✓ Vasculaire behandeling
- ✓ Hoogwaardig systeem

Indicaties

- ✓ Ontharing voor alle huidtypes
- ✓ Schimmelnagels
- ✓ Vasculaire toepassingen voor lichte huid

Lumenis LightSheer Desire, Desire Light & Desire Quattro

Systeem: Diode laser
Golflengte: 805nm + optie 1060nm



leaseprijs*
vanaf:
€ 1.268,-

Ontharen via traditionele methodes is vaak erg vervelend en pijnlijk. Bovendien zijn dit tijdelijke oplossingen. Er is vanuit de consument steeds meer vraag naar permanente ontharing door middel van een laser.

LightSheer is de “gouden standaard” op het gebied van laserontharen. De LightSheer Desire kan geleverd worden met drie verschillende handstukken. Zowel de lichte als donkere huidtypen kunnen effectief, veilig en comfortabel onthaard worden. Dit zorgt ervoor dat je een grote doelgroep kunt bereiken. De combinatie van de handstukken zorgt ervoor dat zowel grote als kleine zones behandeld kunnen worden.

Er kan gekozen worden uit drie verschillende handstukken, namelijk:

- Het HS handstuk heeft een grote spotsize (22 x 35 millimeter), waardoor grotere oppervlakten snel behandeld kunnen worden. Het handstuk zuigt de huid vacuüm, waardoor het minder gevoelig is.
- Het XC handstuk heeft een spotsize van 12 x 12 millimeter en beschikt over een chilltip, die zorgt voor een comfortabele behandeling.
- Het ET handstuk heeft een spotsize van 9 x 9 millimeter en beschikt over een chilltip, die zorgt voor een comfortabele behandeling. Dit handstuk is zeer geschikt voor kleine oppervlakten en is zeer nauwkeurig.



**Lumenis LightSheer
Desire**
Meerdere handstukken
mogelijk



**Lumenis LightSheer
Light**
Slechts één handstuk
mogelijk



**Lumenis LightSheer
Quattro**
Standaard met twee
handstukken



Voordelen

- ✓ Alle huidtypen kunnen veilig worden onthaard
- ✓ Eenvoudig te vervoeren
- ✓ Snelle werking: behandel een rug in slechts 25 minuten
- ✓ Hoog vermogen voor optimaal resultaat
- ✓ Comfortabel door vacuümtechnologie
- ✓ Gekoelde handstukken voor optimaal comfort

Indicaties

- ✓ Ontharen
- ✓ Ingegroeide haren (PFB)
- ✓ Oppervlakkige rode en blauwe vaatjes

Splendor X

Systeem: Alexandriet en Nd:YAG
Golflengte: 755 en 1064 nm



leaseprijs*
vanaf:
€ 2.065,-

Nd:YAG in combinatie met Alexandriet

De Splendor X is een zeer effectieve ontharingslaser doordat er gebruik wordt gemaakt van twee lasers die gecombineerd kunnen worden, namelijk een Alexandriet en Nd:YAG laser. Beide lasers / golflengtes kunnen simultaan aangeboden worden met verschillende penetratiedieptes. Dit zorgt ervoor dat je effectiever kunt behandelen en er goede resultaten worden behaald. Deze combinatie zorgt er verder voor dat je ieder huidtype kunt behandelen met slechts één apparaat.

Ergonomisch handstuk met ingebouwde rookafzuiging

De Splendor X beschikt over een handstuk met ingebouwde rookafzuiging. Hierdoor zal de geur aanzienlijk minder zijn en zul je minder schadelijke stoffen inademen.

Daarnaast is het ergonomische handstuk voorzien van een dubbel koelsysteem voor extra comfort van jouw klant. Een ander groot voordeel van de Splendor X is dat je een vierkante spot kunt gebruiken. Hierdoor kun je de shots netjes naast elkaar plaatsen. Je kunt de volledige oppervlakte behandelen zonder overlap en met minder risico's.


Twee golflengtes met verschillende penetratiedieptes

Doordat de Splendor X een Alexandriet laser (755 nm) combineert met een Nd:YAG laser (1064 nm) wordt extra veelzijdigheid geboden. Beide lasers / golflengtes kunnen simultaan aangeboden worden met verschillende penetratiedieptes. Met deze combinatie zijn efficiëntere behandelresultaten mogelijk.




Handstuk

Het handstuk van de SplendorX beschikt over geïntegreerde rookafzuiging



Vierkante spots

Hierdoor is er geen overlap. Dit verkleint dus het risico op schade en verhoogt de efficiëntie.



Voordelen

- ✓ Geschikt voor alle huidtypen
- ✓ Snelle werking
- ✓ Vierkante spot; geen overlap
- ✓ Duo laser; Nd:YAG (1064nm) en Alexandriet (755nm)
- ✓ Gekoelde handstukken voor optimaal comfort

Indicaties

- ✓ Ontharen
- ✓ Ingegroeide haren (PFB)
- ✓ Oppervlakkige rode en blauwe vaatjes
- ✓ Rimpels

Modulaire laser | M22 Stellar Modulair IPL en lasersysteem

Systeem: IPL
Te combineren met laserhandstukken
Erbium:Glass 1565nm
Q-switched Nd:YAG 532nm en 1064nm
Nd:YAG 1064nm

leaseprijs*
vanaf:
€ 1.445,-



Behandel ruim 45 huidproblemen met slechts één apparaat

De M22 Stellar is een apparaat waarmee je ruim 45 huidproblemen kan behandelen. Met één apparaat kun je dus een enorm grote doelgroep bereiken. Daarnaast staat hij bekend om zijn gebruiksgemak, uitstekende resultaten en veiligheid. Het IPL apparaat, ontworpen door Lumenis, kan worden uitgebreid met verschillende lasers. Met één complete IPL module inclusief lasers kunnen dus tal van huidproblemen worden behandeld.

M22 Stellar is een modulair systeem dat bestaat uit vier verschillende componenten. Het is standaard uitgevoerd met een IPL module. Deze is uit te breiden met twee Nd:YAG-modules (Q-Switched Nd:YAG en Multispot Nd:YAG) en een fractionele Erbium:Glass module (ResurFX).



De ResurFX heeft een geavanceerde scanner die beschikt over contactkoeling. Dit zorgt ervoor dat je zeer hoge energie in de vorm van micropulsen in de huid kunt schieten. De koeling zorgt ervoor dat de behandeling voor jouw klanten aangenaam blijft. Door de scanner kan elke micropuls volledige energie meegeven, dit in tegenstelling tot vroegere systemen waarbij gaatjes of gaasjes werden gebruikt.

De M22 Stellar is geheel naar eigen wens op te bouwen, je kan hem uitbreiden met verschillende lasers. Daarnaast is het apparaat zeer comfortabel om mee te werken en eenvoudig in gebruik. Dit, samen met de unieke resultaten en vele mogelijkheden, zorgt er voor dat experts over de hele wereld hun vertrouwen hebben uitgesproken in dit apparaat.



Voordelen

- ✓ Geheel naar eigen wens op te bouwen en uit te breiden
- ✓ Breed inzetbaar
- ✓ Eenvoudig in gebruik door pre-sets per behandeling
- ✓ Zeer effectief
- ✓ Uitstekende resultaten

Indicaties

- | | |
|--|--|
| ✓ Ontharen | ✓ Fractionele skin resurfacing (niet-ablatief) |
| ✓ Rode vaatafwijkingen (o.a. teleangiëctasieën, rosacea) | ✓ Acne |
| ✓ Pigmentafwijkingen (o.a. lentigo's) | ✓ Skin rejuvenation |
| ✓ Blauwe beenvaten | ✓ Striae |
| | ✓ Tatoeages verwijderen |

Award winning Design 2021 Winner in Medical Devices and Medical Equipment Design Category

M22 Stellar lasermodules- en handstukken

De M22 Stellar is dus geheel naar eigen wijze op te bouwen en met een compleet systeem kan je ruim 45 huidproblemen behandelen. Ieder handstuk is geschikt voor een breed scala behandelingen.

Eén IPL handstuk met enkele filters

Standaard beschikt de M22 Stellar over een IPL handstuk met Optimal Pulse Technologie (OPT™). Dit is de geavanceerde en verbeterde versie van IPL. Het is één handstuk waarin je diverse filters voor verschillende behandelingen kunt toevoegen. Het is zeer geschikt voor diverse huidbehandelingen en skin rejuvenation.

Striae en littekens verwijderen

Het eerste laserhandstuk waarmee de M22 Stellar kan worden uitgebreid is de ResurFX™. In tegenstelling tot andere fractionele technologieën, kan deze Erbium:Glass laser in sommige gevallen na slechts één behandeling al resultaat laten zien. Hij kan worden ingezet om littekens en striae te behandelen, maar ook voor huidverstrakking is deze laser zeer geschikt. Wat deze laser uniek maakt, is dat hij beschikt over de unieke Coolsan-technologie.

Vasculaire laesies, beenvaatjes en wijnvlekken behandelen

Een andere optionele module voor de M22 Stellar is de Multi Spot Nd:YAG. Hiermee kunnen vasculaire laesies, beenvaatjes en wijnvlekken eenvoudig behandeld worden. De behandeling wordt als comfortabel ervaren omdat het handstuk continu gekoeld wordt. De OPT pulstechnologie zorgt er voor dat behandelingen uitstekende resultaten opleveren.

Tatoeages verwijderen en huidverkleuring behandelen

De laatste optionele module is de Q-switched Nd:YAG. Met deze laser kunnen donkere tatoeages veilig en efficiënt verwijderd worden. Naast tatoeages verwijderen kun je met deze laser ook andere huidverkleuringen behandelen zoals toning en pigment laesies.

Neem voor meer informatie en alle mogelijkheden contact met ons op of vraag een demonstratie aan.



VOOR



NA



M22 Stellar IPL

Voor o.a. pigmentvlekken, acne, ontharen en vasculaire laesies



M22 Stellar Multi spot Nd:YAG

Voor o.a. wijnvlekken, beenvaatjes en vasculaire laesies



M22 Stellar Q-Switched Nd:YAG

Voor o.a. huidverkleuringen en tatoeageverwijdering



M22 Stellar ResurFX

Voor o.a. littekens, striae en huidverstrakking

Modulaire laser | GME FlexSys

Systeem: Modulair laser platform
Golflengte: 532nm, 577nm,
308nm en 1550nm

leaseprijs*
vanaf:
€ 575,-



**BV. Module Erbium Glass 1550nm
met fractionele scanner**

Een modulaair systeem dat geen gelijke kent

FlexSys is een medisch platform dat zich aanpast aan jouw behoeften. De FlexSys kan worden uitgerust met vijf verschillende modules voor verschillende indicaties. In eerste instantie koop je de basiseenheid met de module van jouw voorkeur. Later kun je de andere modules toevoegen. Begin bijvoorbeeld met een vasculaire laser en breidt later uit met een Fractional laser zonder de hoge kosten voor een nieuw apparaat.

Doordat dit platform compact is vormgegeven, is hij ideaal te gebruiken voor meerdere vestigingen. Hierdoor kun je op iedere vestiging kwaliteit en diversiteit leveren in je behandelaanbod.

De FlexSys maakt gebruik van een pen of scanner handstuk waarbij je behandelingen op maat kan bieden voor elk type litteken of laesie. Eventueel is de FlexSys uit te breiden met een Cryo Zimmer koeling voor nog meer comfort tijdens de behandeling.

Dit FlexSys systeem is 'modulair' op te bouwen met onder andere:

- KTP 532nm Green laser 8 Watt
- Yellow 577nm laser 5 Watt
- 308nm Blauw licht therapie
- Fractionele Erbium laser 1550nm met scanner

Vaat- en pigmentlasers | ELVii532 VP

Systeem: Diode laser
Golflengte: 532nm

leaseprijs*
vanaf:
€ 485,-



Veelzijdige diodelaser

De ELVii532 VP is een veelzijdige diodelaser die geschikt is voor diverse behandelingen. Je kan dan ook verschillende doelgroepen bereiken. Het is een draagbaar lasersysteem dat uiterst effectief is in het behandelen van rode vaatjes en pigment. Verder kunnen steelwratjes worden weggehaald en kan rosacea en couperose behandeld worden met deze laser. Bij de behandeling van oppervlakkige rode vaatjes is er vrijwel direct resultaat zichtbaar. Bij een pigmentbehandeling zal het pigment eerst donkerder kleuren eer het resultaat zichtbaar zal zijn.

De ELVii532 VP is een nieuwe generatie diodelaser. Deze nieuwe generatie diodelaser (die op de bekende (KTP) 532nm golflengte werkt) is zeer compact en toch erg krachtig. Rode vaatjes en oppervlakkige pigmenten verdwijnen doorgaans binnen één behandeling en er is direct resultaat te zien. De klanten voelen doorgaans kleine speldenprikjes en de behandeling is voor iedereen verdraagzaam. Na de behandeling kan er sprake zijn van een lichte zwelling en roodheid, dit verdwijnt meestal binnen één dag.

Deze laser is veelzijdig, effectief, licht, compact en betaalbaar!

FlexSys Handstukken



Scanner



Pen



VOOR

NA

Voordelen

- ✓ Geheel naar eigen wens op te bouwen en uit te breiden
- ✓ Breed inzetbaar
- ✓ Compacte vormgeving

Indicaties

- ✓ Vasculaire laesies
- ✓ Pigment laesies
- ✓ Acnelittekens
- ✓ Littekens
- ✓ Rimpels
- ✓ Huidverslapping
- ✓ Resurfacing
- ✓ Psoriasis
- ✓ Viltigo
- ✓ Striae
- ✓ Couperose
- ✓ Wijnvlekken
- ✓ Eczeem
- ✓ Lentigines



VOOR

NA

Voordelen

- ✓ Compact en toch krachtig
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen
- ✓ Veelzijdig
- ✓ Snel en pijnloos
- ✓ Betaalbaar

Indicaties

- ✓ Rode vaatjes
- ✓ Pigmentvlekjes
- ✓ (Steel) wratjes en goedaardige verhevingen
- ✓ Rosacea
- ✓ Couperose

Fractionele lasers | ResurFX

Systeem: Erbium: Glass laser
Golflengte: 1565nm

leaseprijs*
vanaf:
€ 1.234,-




Optioneel:
verrijdbaar onderstel


Unieke CoolScan techniek voor veilige en snelle behandelingen

De ResurFX beschikt over een gepatenteerde CoolScan techniek en een razendsnelle scanner daardoor biedt deze laser een full-face behandeling aan in nog geen 20 minuten. In tegenstelling tot andere technieken hoeft je met de ResurFX slechts één keer over het te behandelen oppervlak te gaan. Dit komt doordat de energiedichtheid vele malen hoger is. De CoolScan techniek zorgt ervoor dat de puntjes nooit direct naast elkaar worden geschoten zodat er geen kans op verbranding is.

Met deze laser kun je niet alleen snel en effectief werken, maar ook diverse behandelingen uitvoeren. Deze behandelingen lopen uiteen van littekens tot striae en verkleuringen. De ResurFX zorgt ervoor dat je diverse problemen kunt aanpakken met kortere behandelzeiten. De behandeling zal door jouw klanten aangenaam worden ervaren omdat de laser beschikt over contactkoeling. De ResurFX is 's werelds enige True Fractional niet-ablatieve Erbium:Glass laser.



500 verschillende spots om elk plekje te kunnen behandelen



VOOR

NA

Voordelen

- ✓ Tot 500 micro-beams per cm²
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen
- ✓ Geen disposables
- ✓ Contact koeling
- ✓ Licht handstuk met ingebouwde scanners
- ✓ Korte leercurve
- ✓ Veel behandelingen mogelijk

Indicaties

- ✓ Skin resurfacing
- ✓ Skin rejuvenation
- ✓ Striae

Radiofrequentie-systemen | Vivace

Systeem: Radiofrequentie + microneedling



leaseprijs*
vanaf:
€ 485,-

De Vivace is een veelzijdig apparaat dat gebruik maakt van microneedling in combinatie met fractionele radiofrequentie. Deze combinatie techniek zorgt voor effectieve behandelingen voor diverse huidproblemen.

Microneedling in combinatie met RF

Skin needling is een populaire en veilige methode voor huidverjonging. Hierbij worden kleine gaatjes in de huid gemaakt, wat er voor zorgt dat de collageen- en elastineproductie gestimuleerd wordt. Hierdoor zal de huid voller, egaler en steviger aanvoelen na de behandeling. RF wordt veelal ingezet bij het helen van wonden en huidregeneratie. Het effect van RF om huidverslapping, rimpels en huidveroudering tegen te gaan is wetenschappelijk vastgesteld.

De verwarming die bij RF vrijkomt zorgt er voor dat het aanwezige collageen wordt samengetrokken. Daarnaast zullen de fibroblasten worden geactiveerd.

Te combineren met diverse behandelingen

Doordat de RF een niet-ioniserend elektromagnetisch veld genereert, zal er geen schade aan de huid ontstaan. Hierdoor kan een behandeling met de Vivace uitstekend gecombineerd worden met andere behandeltechnieken, bijvoorbeeld skinboosters of PRP. Microneedling en RF richten zich op hetzelfde behandelgebied, met hetzelfde doel, waardoor het elkaar versterkt.




Vivace
Behandeling



Vivace
Micronaaldjes



VOOR



NA

Voordelen

- ✓ Geschikt voor veel behandelingen
- ✓ Goed te combineren met andere behandelingen
- ✓ Microneedling en RF gecombineerd voor optimaal resultaat
- ✓ Korte behandelzeit
- ✓ Lage downtime
- ✓ Geautomatiseerd systeem dat op elke diepte kan werken

Indicaties

- ✓ Fijne lijntjes en rimpels
- ✓ Zonneschade
- ✓ Huidverstrakking
- ✓ Huidveroudering
- ✓ Grove poriën
- ✓ Acne
- ✓ Acnelittekens
- ✓ Striae
- ✓ Behandeling van de kruin

VirtueRF

Systeem: Pulsed radiofrequentie
+ microneedling



leaseprijs*
vanaf:
€ 730,-

Souplesse, eenvoud en patiëntencomfort

De VirtueRF is de grote broer van de alom bekende Vivace. De VirtueRF is een radiofrequentie systeem dat geheel op maat van de patiënt kan worden ingesteld om de behandeling zo comfortabel en effectief mogelijk te maken. De gepulserde (fractionele) toedracht van energie is een ongelooflijke technologie die niet alleen comfortabeler en veiliger is, maar ook de doeltreffendheid en het gebruik verbetert.

Er zijn in totaal 10 pulsmodi, elke puls wordt afzonderlijk gebruikt, afhankelijk van de indicaties.

De VirtueRF is ontworpen om weefselschade te minimaliseren en regeneratie te induceren door 'On time' en 'Off time' in optimale omstandigheden in te stellen. Ook kan de VirtueRF worden toegepast bij de behandeling van melasma door de fijne energietoever. Bij behandelingen die weefselschade veroorzaken, kan het apoptose induceren waardoor de duur van de behandelingseffecten worden verlengd en de kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd.

Indiba EDNA ONE

Systeem: Radiofrequentie
Frequentie: 448 KHz

leaseprijs*
vanaf:
€ 315,-



Radiofrequentie Technologie voor het Gelaat

De Indiba Edna One is een compact toestel voor radiofrequentiebehandelingen door middel van het gepatenteerde Proionic®-systeem voor het gezicht en de hals. Indiba radiofrequentie apparatuur wordt gebruikt voor verschillende behandelingen van het gelaat, zoals huidverstrakking, verbetering van de huidelasticiteit en het verminderen van rimpels. Het werkt door middel van radiofrequentie-energie, die diep in de huid wordt geleverd om de productie van collageen te stimuleren. Dit leidt tot een verbeterde huidtextuur en uitstraling. Het is een minimale invasieve behandelingsmethode en is zeer veilig en effectief.



Veilige en Niet-invasieve behandelingen

De specifieke radiofrequentie van INDIBA (448 kHz) beschadigt de cellen niet en daarom is het niet nodig om de toestand van het weefsel na de behandeling te herstellen.

Onze technologie werkt diepgaand en alle cellen profiteren van de activering van fibroblasten, collageen en elastine. Hierdoor worden geweldige resultaten behaald bij het verminderen van rimpels en expressielijnen vanaf de eerste sessie, en zorgt voor een natuurlijke uitstraling zonder het weefsel te beschadigen.

VirtueRF werking

Pulse Mode



VOOR

NA

Voordelen

- ✓ Geschikt voor veel behandelingen
- ✓ Goed te combineren met andere behandeling(en)
- ✓ Puls technologie voor uitgebreide en preciezere regeling van RF-energie
- ✓ Geraffineerd ontwerp en UI aan de buitenkant
- ✓ Zachtere en snellere naaldbewegingen
- ✓ Minder pijn maar grotere effecten

Indicaties

- ✓ Fijne lijntjes en rimpels
- ✓ Zonneschade
- ✓ Huidverstrakking
- ✓ Huidveroudering
- ✓ Grove poriën
- ✓ Acne littekens
- ✓ Striae
- ✓ Behandeling van de kruin
- ✓ Vasculaire melasma
- ✓ Rosacea
- ✓ RF-peeling



VOOR

NA

Voordelen

- ✓ Vermindert rimpels en fijne lijntjes
- ✓ Verbeterd de hydratatie en helderheid van de huid
- ✓ Verhoogt de elasticiteit
- ✓ Niet-invasief
- ✓ Onmiddellijke resultaten

Indicaties

- ✓ Rimpels en fijne lijntjes
- ✓ Uitgedroogde huid
- ✓ Wallen en donkere kringen rond de ogen
- ✓ Stralende blik

Clatuu Alpha

Systeem: Cryolipolyse



leaseprijs*
vanaf:
€ 880,-

incl. basispakket
4 handstukken



Wing mini
Onderkin, oksel
en knieën

Flat mini
Onderkin, oksel
en knieën

Flat
Buik, armen
en heupen

Wing
Buik, zij en
lovehandles

Wing plus
BH-uitstulpingen, zij,
lovehandles en billen

Arc-T
Bovenbeven
en heupen

Wing max
Buik

Tegenwoordig is cryolipolyse één van de polulairste behandelingen op de markt.

Sneller werken door pre-cooling functie.

De Clatuu Alpha beschikt over een pre-cooling functie. Het apparaat heeft daardoor minder tijd nodig om de lage temperatuur te bereiken, waardoor er vrijwel direct mee gewerkt kan worden. De pre-cooling functie bespaart je dus veel tijd!

Automatische parameters

De Clatuu Alpha is gemakkelijk in gebruik omdat het apparaat zelf de aanbevolen parameters per behandelkop instelt.

De parameters worden afgesteld op het lichaamsdeel zodat er optimale resultaten behaald kunnen worden.

Twee zones tegelijk behandelen

De Clatuu Alpha kan twee zones tegelijk behandelen. Op deze manier gaan de behandelingen sneller en kan je meer klanten helpen op één dag.

360 graden techniek voor diepe koeling

De Clatuu Alpha maakt gebruik van een sterk vacuüm, zodat de huid en het vet goed in de behandelkop worden gezogen. Vervolgens wordt de lichaamszone rondom gekoeld, door middel van 360° technologie, zodat het hele gebied dezelfde diepe koeling krijgt. De koude vervliegt op deze manier niet waardoor er een optimaal resultaat gecreëerd wordt.

Uniek door zeven verschillende behandelkoppen

De Clatuu Alpha is uniek omdat er gebruik gemaakt kan worden van zeven verschillende behandelkoppen. Deze 7 handstukken zijn allemaal specifiek gericht op bepaalde zones van het lichaam. Hierdoor wordt het vet nog beter vacuüm

gezogen en zal er nog dieper gekoeld worden. Ditt zorgt ervoor dat er nog betere resultaten behaald worden.








Rendement op je investering

Wij bieden jou de mogelijkheid om de Clatuu Alpha te leasen. Hierdoor kan je over de nieuwste apparatuur beschikken en het rendement van jouw praktijk verder uitbreiden.

Wist je dat je met het leasen van een Clatuu Alpha al rendement op jouw investering verkrijgt bij behandeling van 2 tot 3 klanten per maand?

Neem voor meer informatie en alle mogelijkheden contact met ons op of vraag een demonstratie aan.

Clatuu Alpha werking



Voordelen

- ✓ Niet invasie behandeling
- ✓ Natuurlijke vormgeving en contouring van het lichaam
- ✓ Bewezen technologie
- ✓ Snelle en simpele behandelingen
- ✓ 360 graden koeling
- ✓ Twee zones tegelijk behandelingen
- ✓ Meerdere handstukken voor beter resultaat
- ✓ Pre-cooling functie

Indicaties

De Clatuu Alpha is zeer geschikt voor mensen die last hebben van overtollig vet op gebieden zoals:

- ✓ Love handles
- ✓ Onderbuik
- ✓ Dijen
- ✓ BH uitstulpingen
- ✓ Rug
- ✓ Bovenarmen
- ✓ Knieën
- ✓ Onderkin
- ✓ Buik
- ✓ Taille
- ✓ Heup

Indiba EDNA PRO MAX

Systeem: Radiofrequentie
Frequentie: 448 KHz



leaseprijs*
vanaf:
€ 750,-

Deep Beauty Radiofrequentie technologie

De Indiba EDNA Pro Max is een full-body radiofrequentie apparaat voor het stimuleren van een gezonde celfunctie en re-vitalisering. Door de toevoeging van TURBO MAX-technologie kan het apparaat onmiddellijk een vermogen van 250 W bereiken waardoor de weefseltemperatuur wordt verhoogd totdat de vereiste hyperthermie is bereikt.

Merkbare resultaten vanaf de eerste sessie

De krachtige EDNA Pro Max met 250W en 448kHz richt zich op thermische en subthermische effecten. Subthermisch richt het zicht op biostimulatie. De Pro Max activeert de celstofwisseling, verhoogt de bloedsomloop en activeert fibroblasten. Daarnaast verwijdt de behandeling de bloedvaten, verhoogt


de doorbloeding, verbetert zuurstofvoorziening van weefsel en cellen, verhoogt het celmetabolisme en bevordert de afvoer. Ook breekt de Pro Max vet/vetafzettingen af, ontgift en stimuleert de afvoer van gifstoffen.

Twee handstukken

De Indiba Edna Pro Max bevat twee handstukken met hun eigen modus. De Capacitive Mode (CAP), waarbij een isolerende laag over de elektrode is aangebracht, is geschikt voor de behandeling van oppervlakkig weefsel en het verbeteren van de doorbloeding. De Resistive Mode (RES), waarbij geen isolerende laag over de elektrode is aangebracht, is geschikt voor de behandeling van diepere structuren zoals lokale vetophoping. Beide modi worden tijdens de behandeling gecombineerd voor optimale effecten.



VOOR



NA

Voordelen

- ✓ Biostimulatie (subthermisch)
- ✓ Vascularisatie (thermisch)
- ✓ Hyperactivatie (hyperthermisch)
- ✓ Ook in combinatie met de Clatuu
- ✓ Onmiddellijke resultaten

Indicaties

- ✓ Gezichtsverjonging
- ✓ Huidverstrakking
- ✓ Bodycontouring
- ✓ Verjonging van het lichaam
- ✓ Haar behandelingen
- ✓ Spa en wellness

CM Slim

Systeem: Electromagnetic muscle training
Power: 7 tesla



leaseprijs*
vanaf:
€ 750,-

CMSLIM

CMSLIM™ is een krachtig HI-EMT™ apparaat ontworpen voor esthetische doeleinden, met 2 (twee) applicators met een hoge intensiteit. Het is geavanceerde technologie in niet-invasieve body contouring, omdat het niet alleen vet verbrandt, maar ook spieren opbouwt. Bovendien vereist de behandeling geen anesthesie, insnijdingen, of ongemak. In feite zijn patiënten in staat om achterover te leunen en te ontspannen, terwijl het apparaat het equivalent uitvoert van meer dan 20.000 sit-ups of squats.

HI-EMT™ (High-Intensity Electromagnetic Muscle Training) is de medische technologie die wordt gebruikt in esthetische geneeskunde, urologie en gynaecologie. Het gebruikt gericht een elektromagnetisch veld met een veilig intensiteitsniveau.


Het elektromagnetische veld passeert niet-invasief door het lichaam en interageert met motorische neuronen die vervolgens supramaximale spiercontracties veroorzaken, als gevolg van de actie potentiaal. De blootstelling van de spieren aan deze contracties leidt tot spierversterking en vetafbraak.

2 APPLICATORS

Twee applicators worden geplaatst op het beoogde behandelgebied, zoals buik, dijen of billen. De applicators genereren dan intens elektromagnisme die onwillekeurige spiercontracties veroorzaken. Deze contracties triggeren de vrijgave van vrije vetzuren, die vetophoping afbreken en de spierspanning en –kracht verhogen, vergelijkbaar met de manier waarop je een workout doet.



VOOR



NA

Voordelen

- ✓ Meest krachtige toestel op de markt (7 tesla)
- ✓ Bewezen resultaten
- ✓ Geen disposables
- ✓ Gemakkelijke en effectieve pressets
- ✓ Gepatenteerde bewezen technologie

SNJ Finebeam Qplus

Systeem: Q-Switched Nd:YAG Laser
Golflengte: 1064/532nm



leaseprijs*
vanaf:
€ 910,-

De SNJ Finebeam Qplus is een geavanceerd Q-Switched Nd:YAG- lasersysteem met 4 verschillende functies en 2 verschillende golflengtes (1064 en 532nm) . Het systeem is uitgerust met een laserarm voor meer mogelijkheden en precisie in de Q-Switched- modus. De laser bevat 7 speciaal gecoate reflectoren voor een hoger piekvermogen.

Verschillende handstukken voor o.a. tatoeageverwijdering

Met de Finebeam Qplus kun je eenvoudig en snel alle kleuren tatoeages verwijderen. Deze Nano laser pakt de inktpartikels effectief aan. Standaard kan je met de 1064nm en 532nm golflengtes de donkere en rode tatoeages verwijderen.

Met de 650nm Ruby en 595nm Gold handstukken kun je ook de groene, blauwe en paarse inktpartikels verwijderen. Hiermee heb je de volle range om alle full colour tatoeages te behandelen.

De veelzijdigheid van de Finebeam Qplus, maakt deze laser ook geschikt als tatoeagelaser.

SNJ Finebeam DUAL

Systeem: Q-Switched & Lange Puls Nd:YAG Laser
Golflengte: 1064/532nm



leaseprijs*
vanaf:
€ 1.350,-

De SNJ Finebeam Dual is een geavanceerd Nd:YAG-lasersysteem op basis van hoogwaardige puls technologie. De Finebeam Dual combineert de voordelen van een Q-Switched Nd:YAG laser met verschillende modes (1064 enkelvoudig / 1064 PDP / 1064 NON-Q / 532 enkelvoudig) met de mogelijkheid van een long pulsed modus.

Q-Switched & long-pulsed ND:YAG laser in 1 systeem

Een Q-Switched ND:YAG laser geeft korte, hoge energiepulsen af. Korte pulsen zorgen voor een zeer gericht effect wat betekent dat ze zeer effectief zijn in het verwijderen van kleinere en specifieke tatoeages en ouderdomsvlekken. Deze Q-Switched & long-pulsed ND:YAG laser daarentegen geeft zowel korte als langere energiepulsen af.

Naast de Q-Switched pulsen, geschikt voor het verwijderen van kleinere en specifieke tatoeages en ouderdomsvlekken, kunnen er dus ook lange pulsen (Long Pulse) worden afgegeven. De lange pulsen worden gebruikt voor het verwijderen van beenvaatjes (besenreiser) of het ontharen van donkere huidtypen (5-6).

Hoog piekvermogen

De Finebeam Dual is voorzien van een tweekamer laserkop in een resonator. Dit is een effectieve manier gebleken om een hoog piekvermogen tot 300 MW te bereiken met een korte pulsduur. De Finebeam biedt een uniek en dynamisch voordeel als het gaat om energiedistributie. Dit biedt patiënten een hogere effectiviteit en een verminderde gevoeligheid.

SNJ Finebeam Qplus verschillende opzetstukken



VOOR


NA

Voordelen

- ✓ Hoog piekvermogen
- ✓ Hoge precisie
- ✓ 4 verschillende functies en 2 verschillende golflengtes

Indicaties

- ✓ Melasma en Post-inflammatoire hyperpigmentatie (PIH)
- ✓ Moedervlekken en sproeten
- ✓ Soft peeling
- ✓ Tatoeage verwijdering
- ✓ Ouderdomsvlekken, Lentigines en Café-au-lait vlekken



Nd:Yag - 532 nm
Dye - 585 nm
Ruby - 694 nm
Alexandrite - 755 nm
Diode - 808 nm
Nd:Yag - 1064 nm
Er:YAG - 2940 nm
CO2 - 10600 nm



VOOR

NA

Voordelen

- ✓ Hoog piekvermogen
- ✓ Uniforme energieafgifte
- ✓ Veelzijdige behandelingen

Indicaties

- ✓ Pigmentaandoeningen
- ✓ Huidverjonging en -verstraking
- ✓ Ontharing
- ✓ Vasculaire aandoeningen
- ✓ Tatoeage verwijdering

Schimmelnagel laser | FOX XPulse

Systeem: Diode laser
Golflengte: 1064nm

De FOX Xpulse schimmelnagel laser is al jaren één van de populaire lasers uit ons assortiment. Klein, maar zeer effectief. De FOX Xpulse is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van onychomycose (Schimmel-/kalknagels). De schimmelnagellaser is niet groter dan een boek en weegt slechts 1.2 kg.

Klein, maar krachtig

Deze krachtige en effectieve laser is gemakkelijk verplaatsbaar omdat hij zo licht en compact is. Hij kan eenvoudig worden ingezet op meerdere locaties, omdat je hem makkelijk mee kunt nemen in de transportkoffer.

leaseprijs*
vanaf:
€ 290,-



Klinisch

Deze kleine maar toch krachtige laser verwarmt de nagel en het nagelbed met kleine pulsjes (tot wel 200 per seconde). De schimmel wordt door de egaal verspreide warmte in het nagelbed en omgeving bestreden. Diverse klinische studies bewijzen dat voor 80% van de patiënten na slechts één behandeling met de FOX Xpulse schimmelnagellaser al resultaat zien. Bij het in stand houden van de juiste hygiëne maatregelen zal na de eerste behandeling al een schone heldere uitgroei van de nagel te zien zijn.



Voordelen

- ✓ Resultaten na de eerste behandeling
- ✓ Compact en handzaam
- ✓ Speciaal voor schimmelnagels

Indicaties

- ✓ Onychomycose (schimmel-/kalknagels)



Laserveiligheidsbrillen

Wanneer je met lasers gaat werken, is het erg belangrijk dat er veilig gewerkt wordt. Een belangrijk onderdeel van laserveiligheid is het beschermen van ogen door middel van laserveiligheidsbrillen. Wij hebben voor alle in deze brochure getoonde systemen een eigen juiste veiligheidsbril. Het is belangrijk om een passende bril te hebben die voldoet aan de gestelde normen qua veiligheid en golflengte.

Laserveiligheidsbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en monturen. Hierdoor is het verstandig om even te bellen of mailen voor meer informatie. Zo wordt voorkomen dat je de verkeerde laserveiligheidsbril bestelt.

Voordelen

- ✓ Voor elk systeem de juiste bril
- ✓ Verschillende maten
- ✓ 100% bescherming
- ✓ Inclusief stevige case, doekjes en touwtje

Een greep uit de laser & IPL monturen collectie:



Trainingen op maat

Naast leverancier van hoogwaardige apparatuur en medisch-cosmetische producten fungeren wij als uw partner voor verdere service en trainingen. Binnen deze ondersteunende rol staan kwaliteit, kennis en kundigheid centraal. Zo kan u als professional de beste resultaten op een veilige manier behalen.

Klinische training

Bij aanschaf van apparatuur en/of producten voorziet onze ervaringsdeskundige u steeds van een passende training. Zo wordt u expert in het uitvoeren van de desbetreffende behandelingen. Tijdens deze training staan veiligheid en expertise voorop. In eerste instantie verdiepen we in de theorie, waarna we overschakelen op de praktisch aanpak. Zo kan u met zelfvertrouwen kundig aan de slag. Indien er gaandeweg vragen zijn of nood is aan extra informatie kan u ook steeds op onze experts rekenen.

Masterclasses, cursussen en workshops

Medilaser is al jarenlang een betrouwbare partner op het gebied van medisch/cosmetische apparatuur en producten. Ter aanvulling en herhaling organiseren wij met regelmaat masterclasses, webinars of cursusdagen. Waarvoor u zich doorheen het jaar vrij kan inschrijven. Hierbij richten we ons op specifieke onderwerpen met als doel diepgang creëren in uw kennis en uw vaardigheden bij schaven.

Laserveiligheid

Bij aanschaf van een laser spitsen we extra toe op de regels, gevaren en risico's. Als leverancier van deze systemen voelen wij ons medeverantwoordelijk een veilige werkomgeving voor uw en uw klanten te kunnen creëren. Hiervoor organiseren we regelmatig geaccrediteerde laserveiligheids cursussen. Dit omvat een eendaagse cursus met als afsluiting een test.

Kosten

Webinars: gratis
Toskani groepstraining: €100,- (waarvan €75,- waardebon voor productaanschaf)

Dagdeel training: €600,-
Dag training: €800,-
Inclusief materialen, documenten en certificaten



TOSKANI
BENELUX

Geworteld in het Spaanse Barcelona ontwikkelde de Xalabarder familie in hun apotheek reeds cosmetica op maat voor hun klanten, echter werd de vraag al snel te groot... Ondertussen focust Toskani zich al meer dan 30 jaar op het ontwikkelen van medisch- cosmetische oplossingen voor producten en behandelingen die beantwoorden aan specifieke esthetische behoeften. Er wordt voortdurende geïnvesteerd in 'research & development' om oplossingen te bieden van farmaceutische kwaliteit die efficiënt, veilig en innovatief zijn. Alle formules zijn dus uniek en het resultaat van langdurig onderzoek in het laboratorium. Dankzij Toskani's 360° behandelactiek bieden we complete oplossingen om diverse huidindicaties te behandelen aan de hand van mesotherapie, chemische peelings en bijpassende home-care. Alle producten zijn gebaseerd op peptiden, liposomen en hyaluronzuur. Met de combinatie van dezelfde ingrediënten in de thuisgebruik producten en professionele behandelingen worden effecten versterkt en bekom je de beste resultaten.

Mesotherapie

Met meer dan 45 verschillende soorten is Toskani koploper op het gebied van mesotherapie producten. Voor elke behandeling en huidindicatie kan een 100% gepersonaliseerde cocktail samengesteld worden. De Toskani mesotherapie zijn op basis van oa. peptiden, hyaluronzuur, groeifactoren, biorevitaliserende middelen en geavanceerde liposomen.

Chemische peelings

De chemische peelings zijn een uitstekende manier om te werken aan huidvernieuwing. Met de toepassing van een hoge concentratie aan één of meerdere zuren stimuleren we de regeneratie van de huid op een versnelde en gecontroleerde manier. Toskani beschikt over een uitgebreid aanbod aan peelings van farmaceutische kwaliteit waarmee vrijwel alle soorten huidindicaties behandelend kunnen worden. Daarnaast bestaat het assortiment ook uit liposomale peelings en een depigmentatie-behandeling, namelijk de Spot Out Kit.

Thuisproducten

De thuisproducten bevatten dezelfde soort actieve ingrediënten als de professionele producten. Met een breed scala aan ampullen, serums, crèmes en zoveel meer kan je dit assortiment benoemen als cosmeceuticals. De producten zijn de perfecte aanvulling op de professionele behandelingen om zo de best mogelijke resultaten te behalen.

ToskaniMED

ToskaniMED valt onder de medische tak van Toskani. Deze biedt masterformules aan medische professionals op het gebied van injectables, skinboosters, transdermale mesotherapie en cosmeceuticals om dermatologische en/of esthetische problemen te behandelen.

Partnerschap

Service en kwaliteit staan bij Toskani op nummer één. Als Toskani partner hechten wij belang aan kennisoverdracht. Daarom organiseren we bij opstart met ons assortiment een gepersonaliseerde training bij u in de praktijk. Daarnaast ontvangt u het Toskani trainings handboek, een complete handleiding waarin je informatie per product met bijpassende behandelmethodes en uitgeschreven protocollen terugvindt. Verder kan u zich vrij inschrijven doorlopende het jaar voor specifieke cursussen en trainingsdagen.

Ik wil partner worden

Dat kan! Stuur een mail naar info@toskani.nl of vul het contactformulier in op www.toskani.nl. Je ontvangt automatisch een informatieve mail met de Toskani catalogus, waarna één van onze verkoopadviseurs spoedig contact zal opnemen met u.